



محصولات مصرفی اورولوژی



www.m-f-agroup.com

تلفن: ۰۱ ۰۵ ۲۶۷۰



بسکت فلزی خروج سنگ مدل Gemini:

- از جنس Stainless Steel
- دارای وایرهای Helical
- سایز: ۳Fr

بسکت فلزی خروج سنگ مدل SEGURA:

- از جنس Stainless Steel
- دارای وایرهای متقارن
- سایز: 3Fr و 2.4Fr



بسکت نایتینول خروج سنگ مدل ZERO TIP:

- از جنس Nitinol
- بدون Tip
- اتصال وایرها در نوک بسکت به صورت گره ای
- سایز: 2/4Fr و 1.9Fr



بسکت نایتینول خروج سنگ مدل Optiflex:

- از جنس Nitinol
- دارای چرخ دنده دنداندار جهت قفل شدن بسکت در سایز مورد نیاز
- دارای پیچ کنترل در انتهای دسته جهت چرخش ۳۶۰ درجه بسکت
- سایز: 1/3Fr



بسکت نایتینول مدل Dakota:

- از جنس Nitinol
- بسکت چند کاره جهت گرفتن، جابجا کردن و رها کردن سنگ با اندازه و جنس مختلف طی یک مرحله
- سایز: 1.9Fr*11mm*120cm و 1.9Fr*8mm*120cm



بسکت نایتینول خروج سنگ مدل Escape :

- از جنس Nitinol
- بسکت ۴ وایر مخصوص استفاده همراه با فیبر لیزر
- سایز: 1/9Fr




بسکت نگه دارنده سنگ مدل Stone cone :

- طراحی شده برای جلوگیری از جابجایی سنگ در طول سنگ شکنی
- تسهیل خارج کردن سنگ
- رها کردن سنگ وقتی نیاز باشد
- دارای شیت
- سایز: 7mm و 10mm مربوط به قطر بزرگترین دایره در هنگام تشکیل مخروط



استنت دبل جی دو سر باز مدل Percuflex Plus :

- دارای پوشش هیدروفیلک
- نشانه گذاری روی بدنه استنت در هر ۵ سانتی متر
- ماندگاری یک سال
- سایز: 4/8Fr*30 و 4/8Fr*28
- بدون لاتکس



بالون دیلاتور حالب مدل UroMax Ultra :

- بالون با پوشش هیدروفیلک
- کنترل فشار باد شدن تا 20ATM
- مقاوم در برابر شکستگی و پیچ خوردگی
- نوک مخروطی شکل
- دارای نشانگر های رادیو اوپک
- سایز: 15Fr و 18Fr



بالون دیلاتور حالب مدل Passport :

- بالون با پوشش هیدروفیلک
- کنترل فشار باد شدن تا 8.5ATM
- سهولت در دیلاتاسیون در تنگی ها و گرفتگی های حالب
- بدون لاتکس
- سایز: 12Fr





گایدوایر مدل Amplatz Super Stiff :

- از جنس Stainless Steel سخت
- پوشش PTFE
- ل تیپ
- سایز: 150cm*0.035

گایدوایر با روکش PTFE :

- هسته Stainless Steel با روکش فنری شکل از جنس PTFE
- در دو نوع سرصاف و سرکج
- سایز: 150cm*0.035 و 150cm*0.038




گایدوایر نایتینول مدل Zebra :

- دارای هسته نایتینول با پوشش PTFE منعطف
- دارای بدنه راه راه سفید و آبی جهت دید بهتر
- قسمت انتهایی قابل رویت تحت فلوروسکوپی جهت جایگذاری ایمن
- دارای پوشش هیدروفیلیک در ۶۰ سانتی متر انتهای آن
- سایز: 150cm*0.035



گایدوایر نایتینول PTFE با نوک منعطف مدل Sensor :

- دارای هسته نایتینول و پوشش PTFE منعطف
- نوک نرم و هیدروفیلیک در ۵ سانتی متر ابتدایی
- دارای تنگستن در ۵ سانتی متر ابتدایی جهت رویت تحت فلوروسکوپی
- عبور راحت تر از آناتومی های پیچیده، سنگهای به هم چسبیده و انسدادها
- منعطف بودن ۱۰ سانتی متر ابتدای وایر
- سایز: 150cm*0.035



گایدوایر نایتینول مدل ZIPwire :

- دارای پوشش پلیمری و تمام هیدروفیلیک
- هسته نایتینول فوق العاده الاستیک
- سایز: 150cm*0.035





سوزن شیبا مدل Naviguide:

- قابل ردیابی از طریق فلوروسکوپی و سونوگرافی
- قابل تنظیم جهت کنترل عمق نفوذ سوزن و یک حلقه رادیوپیک
- دارای قفل تعبیه روی سوزن جهت نگه داشتن ایمن سوزن

آمپلاتز شیت:

- دارای جنس محکم و مقاوم در برابر شکستگی و پیچ خوردگی
- دارای نوک مخروطی شکل برای جایگذاری بدون آسیب به بافت با مانور بالا
- سایز: 30Fr , 28Fr , 26Fr



آمپلاتز دیلاتور:

- دارای جنس محکم و مقاوم در برابر شکستگی و پیچ خوردگی
- دارای نوک ابتدایی مخروطی شکل و درجه بندی روی بدنه برای جایگذاری مناسب
- سایز: 30Fr , 28Fr , 26Fr



ست نفروستومی:

- طراحی Pigtail برای جایگذاری مطمئن
- قابل استفاده همراه گایدوایر 0.038
- اجزا ست: دو عدد نیل 21 gauge و 19 gauge، شیت 5Fr، دیلاتور 6Fr، 8Fr و 10Fr
- کتتر Percuflex، گاید PTFE 150 سانتیمتر JTIP کانکتور کیسه ادرار و تیغ بیستوری
- سایز: 10Fr*30cm و 8Fr*30cm



Access Sheath مدل Navigator:

- دارای بدنه محکم
- دارای نشانه رادیوپایک
- شیت و دیلاتور هیدروفیلیک
- تقویت شده با یک سیم پیچ فولادی ضد زنگ، طراحی شده برای ایجاد ثبات و استحکام
- برای آناتومی پرپیچ و خم
- با مکانیسم قفل تک مرحله ای ایمن



دسته اتوماتیک بخیه مدل Capio Slim:

- طراحی شده برای انواع الگوهای بازسازی کف لگن
- دارای طراحی خاص جهت بخیه زدن با دسترسی سخت
- انجام مراحل وارد کردن، گرفتن و کشیدن نخ بخیه در یک مرحله

سیستم اسلینگ مجاری ادراری Transobturator مدل Obtryx:

- دارای حلقه در سر Needle جهت جایگذاری آسان
- دارای دیلاتور در دو سر مش جهت آسیب کمتر به بافت
- دارای دو هندل ارگونومیک
- دارای نشانگر قسمت میانی
- مش پلی پروپیلن با لبه خاص جهت جلوگیری از حساسیت و تغییر شکل مش



سیستم اسلینگ مجاری ادراری Transvaginal مدل Advantage Fit:

- دارای نشانگر قسمت میانی جهت مشخص بودن موقعیت مش
- دیلاتور آبی برای دید بهتر
- دسته های ارگونومیک
- سر منحنی شکل Needle
- مش پلی پروپیلن با لبه خاص جهت جلوگیری از حساسیت و تغییر شکل مش



سیستم سلینگ مجاری ادراری تک مرحله ای مدل Solyx:

- طراحی خار در دو طرف مش جهت کارگذاری روان در میان بافت
- مش ۹ سانتی متری
- دارای دسته ارگونومیک
- دارای نشانگر قسمت میانی
- مش پلی پروپیلن با لبه خاص جهت جلوگیری از حساسیت و تغییر شکل مش

